



BRASSELER
USA®

HygienePro
AIR 2

INSTRUCTIONS FOR USE

Read before use. Keep in a safe place for future reference.



CAUTION: Federal (US) law restricts this device to sale by or on the order of a licensed professional

Brasseler U.S.A. Dental, LLC hereinafter will be referred to as “Brasseler USA.”

Safety instructions are intended to avoid potential hazards that could result in personal injury or damage to the device. Safety instructions are classified as follows in accordance with the seriousness of the risk.

Class	Degree of Risk
 WARNING	Hazard that could result in serious injury or damage to the device if the safety instructions are not correctly followed



Hazard that could result in light or moderate injury or damage to the device if the safety instructions are not correctly followed.

Symbols	
SN	Serial Number
REF	Reference Number

QTY	Quantity
	Instructions for Use



Caution

- For professional use only.
- The user is responsible for correct operation, maintenance, and inspection.
- Sterilization is required before first use.
- Do not wipe or immerse in acidic solutions.
- Do not modify or alter coupler.
- If handpiece leaks air or water and/or does not run up to speed, check o-rings or seals on coupler.

- Never attempt to remove the coupler while running handpiece.
- If any abnormalities are found, stop using immediately and contact Brasseler USA.

SPECIFICATIONS

Item Code	Description	Weight
5030744U0	HygienePro Air 2 SW Coupler	5g

AIR PRESSURE

Set air pressure at handpiece connection to 36 psi.



Caution

- Exceeding recommended air pressure may result in premature failure.

OPERATION

Connecting Coupler (Fig. 1)

1. Align tubes and pins on coupler with holes in delivery

system tubing.

2. Thread tubing nut to bottom of coupler.
3. Hold coupler and finger tighten nut.



Fig. 1

Connecting Handpiece (Fig. 2)

1. Slide handpiece onto coupler.
2. Press firmly until it snaps into place.

Note: Handpiece should swivel freely with slight tension and sit flush on coupler.

Removing Handpiece (Fig. 2)

1. Hold ring on coupler and pull handpiece straight off.

Note: Do not hold or pull on hose.



Fig. 2

MAINTENANCE

NOTE: The HygienePro Air 2 & 2 SW **DO NOT** require lubrication. If the handpiece becomes sluggish, use the following procedure.

1. Disconnect handpiece and coupler from air supply tubing. Leave the coupler in the handpiece.
2. Dispense handpiece cleaner into drive air tube of handpiece or coupler (Fig. 3).
3. Reconnect handpiece and run for 10 seconds or until handpiece runs smoothly.



Fig. 3

Changing Coupler O-rings



- Improper care of o-rings may cause handpiece to malfunction.
- When changing/replacing coupler o-rings, always replace complete set of 2 pieces.

Note: Coupler o-rings may be lubricated with Brasseler Handpiece Spray.

1. Use an explorer to gently remove old/worn o-rings.

2. Slide on new o-rings using only fingers to not cause damage.

REPLACEMENT PARTS & ACCESSORIES

5029861U0 Brasseler Handpiece Spray

5030745U0 HygienePro Air 2 SW Coupler O-Ring Kit

SERVICE

For items that require service, including warranty service, please send to Brasseler USA.

Brasseler USA

Attn: Dental Repairs

One Brasseler Blvd.
Savannah, GA 31419

800.841.4522 (in Canada, call 800.363.3838)

WARRANTY

These products are designed for use in a dental office and this warranty is not applicable to other uses. The products are warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for 2 years from date of purchase.

Brasseler USA will repair or replace products at its sole discretion. This warranty shall be limited to replacement or repair of the products or their parts and shall not extend to any

other claims, including but not limited to loss of profit, cost of removal or replacement, incidental or consequential damages or other similar claims arising from use of this product. Damage to products resulting from acts of God, faulty installation, misuse, tampering, accident, abuse, negligence, alterations, unauthorized repairs or problems unrelated to materials and workmanship are not covered by this warranty.



BRASSELER
USA®

HygienePro
AIR 2

INSTRUCCIONES DE USO

Léelas antes de usar el producto. Manténgalas en un lugar seguro para referencia futura.



ATENCIÓN: La ley federal (EE. UU.) restringe la venta de este aparato y establece que solo debe ser realizada por, o por orden de, un profesional con licencia.

Brasseler U.S.A. Dental LLC en lo sucesivo se denominará “Brasseler USA”.

El objetivo de las instrucciones de seguridad es evitar peligros posibles que pudieran resultar en lesiones personales o daños al aparato. Las instrucciones de seguridad están clasificadas como sigue, según la gravedad del riesgo.

Clase	Nivel de riesgo
 ADVERTENCIA	Peligro que podría resultar en lesiones graves o daños al aparato si no se siguen correctamente las instrucciones de seguridad.



Peligro que podría resultar en lesiones leves o moderadas o daños al aparato si no se siguen correctamente las instrucciones de seguridad.

Símbolos	
SN	Número de serie
REF	Número de referencia

QTY	Cantidad
	Instrucciones de uso



Atención

- Únicamente para uso profesional.
- El usuario es responsable de operar, mantener e inspeccionar correctamente el instrumento.
- Es necesario esterilizar antes del primer uso.
- No lo limpie ni sumerja en soluciones ácidas.
- No modifique o altere el acoplador.
- Si la pieza de mano pierde aire o agua y/o no funciona a la velocidad deseada, verifique las juntas tóricas o las juntas del acoplador.

- Nunca intente quitar el acoplador mientras la pieza de mano esté funcionando.
- Si se encuentra alguna anomalía, déjelo de usar inmediatamente y póngase en contacto con Brasseler USA.

ESPECIFICACIONES

Código del artículo	Descripción	Peso
5030744U0	Acoplador del HygienePro Air 2 SW	5 g

PRESIÓN DE AIRE

Ajuste la presión de aire en la conexión de la pieza de mano a 248 kPa (36 psi).



- Sobrepassar la presión de aire recomendada puede causar una falla prematura.

FUNCIONAMIENTO

Conexión del acoplador (Fig. 1)

1. Alinee los tubos y las clavijas del acoplador con los orificios en el tubo del sistema de suministro.

2. Enrosque la tuerca del tubo en la parte inferior del acoplador.
3. Sostenga el acoplador y apriete la tuerca con los dedos.



Fig. 1

Conexión de la pieza de mano (Fig. 2)

1. Deslice la pieza de mano sobre el acoplador.
2. Presione firmemente hasta que encaje en su lugar.

Nota: La pieza de mano debe girar libremente con un poco de tensión y asentarse a ras en el acoplador.

Extracción de la pieza de mano (Fig. 2)

1. Sujete el anillo del acoplador y saque la pieza de mano directamente.

Nota: No sujete ni tire de la manguera.



Fig. 2

MANTENIMIENTO

NOTA: El HygienePro Air 2 y el 2 SW NO requieren lubricación.
Si la pieza de mano se pone floja, utilice el siguiente procedimiento.

1. Desconecte la pieza de mano y el acoplador del tubo de suministro de aire; deje el acoplador en la pieza de mano.
2. Coloque el limpiador para la pieza de mano en el tubo de aire comprimido de la pieza de mano o del acoplador (Fig. 3).
3. Vuelva a conectar la pieza de mano y hágala funcionar durante 10 segundos o hasta que funcione sin dificultades.



Fig. 3

Cambio de las juntas tóricas del acoplador



Atención

- El cuidado incorrecto de las juntas tóricas puede causar que la pieza de mano no funcione bien.
- Cuando cambie/reemplace las juntas tóricas del acoplador, siempre reemplace el juego completo de dos piezas.

Nota: Las juntas tóricas del acoplador pueden lubricarse con el pulverizador de la pieza de mano Brasseler.

1. Use un explorador para extraer cuidadosamente las juntas tóricas viejas/desgastadas.

2. Para no causar daños, deslice las juntas tóricas nuevas usando solamente los dedos.

PIEZAS DE REPUESTO Y ACCESORIOS

5029861U0 Pulverizador de la pieza de mano Brasseler

5030745U0 Kit de la junta tórica del acoplador del
HygienePro Air 2 SW

SERVICIO

Envíe las piezas que requieran servicio, incluyendo el servicio por la garantía a Brasseler USA.

Brasseler USA

A la atención de: Dental Repairs

One Brasseler Blvd.

Savannah, GA 31419, EE. UU.

1-800-841-4522 (en Canadá, llamar al 1-800-363-3838)

GARANTÍA

Estos productos están diseñados para utilizarse en consultorios odontológicos. La presente garantía no se aplica a otros usos. Los productos están garantizados contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra.

Brasseler USA reparará o reemplazará los productos a su entera discreción. Esta garantía se limita a la sustitución o reparación de los productos o de sus piezas y no se extiende a ningún otro tipo de reclamo; incluyendo, pero no limitado a, la pérdida de ganancias, el costo de remoción o reemplazo, los daños incidentales o consecuentes u otros reclamos similares que puedan surgir de la utilización de este producto. Los daños a los productos provocados por causas de fuerza mayor, instalación defectuosa, mal uso, alteración, accidente, abuso, negligencia, alteraciones, reparaciones no autorizadas o problemas no relacionados con los materiales y la mano de obra, no están cubiertos por esta garantía.



BRASSELER

USA®

HygienePro

AIR 2

MODE D'EMPLOI

Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation.
Conservez-le dans un endroit sûr pour vous y reporter ultérieurement.



ATTENTION : La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif par ou à la demande d'un professionnel accrédité.

Brasseler U.S.A. Dental, LLC sera ci-après dénommée
« Brasseler USA ».

Les consignes de sécurité ont pour but d'éviter les dangers potentiels qui pourraient entraîner des blessures ou endommager le dispositif. Les consignes de sécurité sont classées comme indiqué ci-dessous en fonction de la gravité du risque.

Classe	Degré de risque
 AVERTISSEMENT	Risque qui pourrait entraîner des blessures graves ou endommager le dispositif si les consignes de sécurité ne sont pas suivies correctement.



Risque qui pourrait entraîner des blessures légères ou de gravité modérée ou endommager le dispositif si les consignes de sécurité ne sont pas suivies correctement.

Symboles	
SN	Numéro de série
REF	Numéro de référence

QTY	Quantité
	Mode d'emploi



- À l'usage des professionnels seulement.
- L'utilisateur est responsable de l'opération, l'entretien et l'inspection adéquats de l'appareil.
- L'appareil doit être stérilisé avant la première utilisation.
- Ne nettoyez pas et n'immergez pas l'appareil dans des solutions acides.
- Ne modifiez pas ou ne changez d'aucune manière le coupleur.
- Si la pièce à main présente une fuite d'air ou d'eau ou ne fonctionne pas à plein régime, vérifiez les joints toriques ou les joints du coupleur.

- N'essayez jamais d'enlever le coupleur alors que la pièce à main fonctionne.
- Si vous observez des anomalies, cessez immédiatement l'utilisation et communiquez avec Brasseler USA.

SPÉCIFICATIONS

Code de l'article	Description	Poids
5030744U0	Coupleur HygienePro Air 2 SW	5 g

PRESSIION D'AIR

Réglez la pression d'air de la pièce à main à 36 psi.



- Le fait d'utiliser une pression d'air plus élevée que celle recommandée risque d'entraîner une défaillance prématurée.

FONCTIONNEMENT

Branchement du coupleur (fig. 1)

1. Alignez les tubes et les tiges du coupleur avec les trous du

tube du système de sortie.

2. Enfilez l'écrou du tube sur le bas du coupleur.
3. Maintenez le coupleur et serrez l'écrou à la main.



Fig. 1

Connexion de la pièce à main (fig. 2)

1. Faites glisser la pièce à main sur le coupleur.
2. Appuyez fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Remarque : La pièce à main doit tourner librement avec une légère tension et elle doit être de niveau avec le coupleur.

Déconnexion de la pièce à main (fig. 2)

1. Maintenez en place la bague du coupleur et tirez tout droit la pièce à main.

Remarque : Ne tenez pas ou ne tirez pas sur le tuyau.



Fig. 2

ENTRETIEN

REMARQUE : Les pièces à main HygienePro Air 2 et 2 SW N'ONT PAS besoin de lubrification. Si la pièce à main perd de sa puissance, utilisez la procédure suivante.

1. Déconnectez la pièce à main et le coupleur du tube de l'alimentation d'air. Laissez le coupleur dans la pièce à main.
2. Ajoutez le nettoyant de la pièce à main dans le conduit d'air d'entraînement ou le coupleur (fig. 3).
3. Rebranchez la pièce à main et faites-la fonctionner pendant dix secondes ou jusqu'à ce qu'elle fonctionne bien.

Air d'entraînement



Fig. 3

Changement des joints toriques du coupleur



- Des joints toriques non entretenus peuvent provoquer une défaillance de la pièce à main.
- Lorsque vous changez/remplacez les joints toriques du coupleur, remplacez-les toujours par le jeu complet de deux pièces.

Remarque : Les joints toriques du coupleur peuvent être lubrifiés à l'aide de l'aérosol pour pièce à main Brasseler.

1. Utilisez une sonde pour retirer délicatement les joints toriques vieux/usés.

2. Afin de ne pas les endommager, faites glisser en place les nouveaux joints toriques à l'aide des doigts uniquement.

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

5029861U0 Aérosol pour pièce à main Brasseler

5030745U0 Trousse de joints toriques du coupleur
HygienePro Air 2 SW

ENTRETIEN

Les articles qui requièrent un entretien après-vente, y compris l'entretien relatif à la garantie, doivent être envoyés à Brasseler USA.

Brasseler USA
Attn: Dental Repairs
One Brasseler Blvd.
Savannah GA 31419 É.-U.

1-800-841-4522 (au Canada, appeler le 1-800-363-3838)

GARANTIE

Ces produits sont conçus pour l'utilisation dans un cabinet dentaire et cette garantie ne s'applique pas à d'autres utilisations. Les produits sont garantis contre les défauts de fabrication des matériaux et de main-d'œuvre pendant deux ans à partir de la date d'achat.

Brasseler USA réparera ou remplacera les produits à son entière discrétion. Cette garantie se limitera au remplacement ou à la réparation des produits ou de leurs pièces et ne saurait s'étendre à d'autres réclamations, y compris, mais sans s'y limiter, à la perte de profit, aux frais de retrait ou de remplacement, aux dommages consécutifs ou indirects ou toute autre réclamation similaire se rapportant à l'utilisation de ce produit. Tout dommage à ces produits résultant d'une catastrophe naturelle, d'une installation défectueuse, d'une mauvaise utilisation, d'une modification, d'un accident, d'un abus, d'une négligence, d'altérations, de réparations non autorisées ou de problèmes n'ayant aucun rapport avec les matériaux ou la fabrication n'est pas couvert par cette garantie.

M0119 Rév. 03/2023